

HOMS 

HAI

Cannulated Cancellous Screw

キャニュレイテッドキャンセラスクリュー 4.0/6.5




株式会社 ホムズ技研

4.0キャニュレテッドキャンセラスクリュー

スレッド径 φ4.0
軸 径 φ2.8
ヘッド径 φ6.0
スクリューピッチ 1.75mm
六角サイズ 花形 2.5mm
適用ガイドピン径 φ1.3



カタログNo.	首下長(mm)	スレッド長(mm)	JANコード
H240-0026	26	9	4562116341898
H240-0028	28	9	4562116341904
H240-0030	30	10	4562116341911
H240-0032	32	11	4562116341928
H240-0034	34	11	4562116341935
H240-0036	36	12	4562116341942
H240-0038	38	12	4562116341959
H240-0040	40	13	4562116341966
H240-0042	42	14	4562116341973
H240-0044	44	14	4562116341980
H240-0046	46	15	4562116341997
H240-0048	48	15	4562116342000
H240-0050	50	16	4562116342017
H240-0055	55	18	4562116342024
H240-0060	60	20	4562116342031
H240-0065	65	21	4580118208599
H240-0070	70	23	4580118208605



〔適応例〕 中手骨骨折、手根骨骨折、足根骨・中足骨骨折
肘頭骨折、上腕骨遠位骨折、橈骨・尺骨骨折
橈骨遠位骨折、脛骨遠位骨折 等

ワッシャー



カタログNo.	規 格	JANコード
H250-5010	外径φ10(4.0CCS用)	4580118200678

6.5キャニュレテッドキャンセラスクリュー

スレッド径 φ6.5
軸 径 φ5.0
ヘッド径 φ8.0
スクリューピッチ 2.25mm
六角サイズ 花形 5.0mm
適用ガイドピン径 φ3.2



カタログNo.	首下長(mm)	スレッド長(mm)	JANコード
H265-0040	40	20	4562116341195
H265-0045	45		4562116341201
H265-0050	50		4562116341218
H265-0055	55		4562116341225
H265-0060	60		4562116341232
H265-0065	65		4562116341249
H265-0070	70		4562116341256
H265-0075	75		4562116341263
H265-0080	80		4562116341270
H265-0085	85		4562116341287
H265-0090	90		4562116341294
H265-0095	95		4562116341300
H265-0100	100		4562116341317
H265-0105	105		4562116341324
H265-0110	110		4562116341331
H265-0115	115		4562116349924
H265-0120	120		4562116349931



〔適応例〕 内果・外果骨折、肘頭骨折、大腿骨頸部・顆部骨折
大腿骨頭すべり症、脛骨顆部骨折 等

ワッシャー



カタログNo.	規 格	JANコード
H265-6512	外径φ12(6.5CCS用)	4580118200685

販 売 名	HAIキャニュレテッドキャンセラスクリュー
医療機器承認番号	21800BZZ10128000
医 療 機 器 分 類	高度管理医療機器
成 分	チタン合金 Ti-6Al-4V
使 用 上 の 注 意	添付文書参照のこと
滅菌済み 再使用禁止	

※手術手技については手術器械添付文書(HJ-23N、HJ-21N)をご参照下さい。

販売元



株式会社 ホムズ技研 営業部

HOMS

東京支店	Tel: 03-5989-0090	Fax: 03-5989-0091
広島支店	Tel: 082-543-6180	Fax: 082-543-6171
仙台営業所	Tel: 022-716-0160	Fax: 022-716-0161
名古屋営業所	Tel: 052-218-4686	Fax: 052-218-4687
大阪営業所	Tel: 06-6467-4172	Fax: 06-6467-4173
福岡営業所	Tel: 092-432-7270	Fax: 092-432-7271

製造販売元

株式会社 ホムズ技研

許可番号 20B1X00006