

HAI Reconstruction Plate



HAIリコンストラクションプレートは、様々な部位への適応を可能としたチタン合金製のストレートプレート3.5/4.0システムです。

専用のベンダーにより、解剖学的形状へのベンディングを可能とします。

〔適応例〕 橈骨／尺骨骨幹部骨折、上腕骨遠位部骨折、鎖骨骨折、骨盤骨折、脛骨遠位部骨折

リコンストラクションプレート

幅 10mm
厚さ 2.6mm



製品名	カタログNo.	穴数	全長(mm)	JANコード
リコンストラクションプレート	H501-0004	4穴	48.5	4562116341355
	H501-0005	5穴	61.0	4562116341362
	H501-0006	6穴	73.5	4562116341379
	H501-0007	7穴	86.0	4562116341386
	H501-0008	8穴	98.5	4562116341393
	H501-0010	10穴	123.5	4562116341409

販売名:HAIプレートシステム
医療機器承認番号:21800BZZ10129000

3.5コーティカルスクリュー

スレッド径 φ3.5
ヘッド径 φ6.0
スクリューピッチ 1.25mm
六角サイズ 2.5mm



製品名	カタログNo.	全長(mm)	JANコード
3.5コーティカルスクリュー	H335-0010	10	4562116341416
	H335-0012	12	4562116341423
	H335-0014	14	4562116341430
	H335-0016	16	4562116341447
	H335-0018	18	4562116341454
	H335-0020	20	4562116341461
	H335-0022	22	4562116341478
	H335-0024	24	4562116341485
	H335-0026	26	4562116341492
	H335-0028	28	4562116341508
	H335-0030	30	4562116341515

※32～40mmオプション

販売名:HAIコーティカルスクリュー
医療機器承認番号:21800BZZ10080000

4.0キャンセラススクリュー

スレッド径 φ4.0
ヘッド径 φ6.0
スクリューピッチ 1.75mm
六角サイズ 2.5mm



製品名	カタログNo.	全長(mm)	JANコード
4.0キャンセラススクリュー	H440-1010	10	4562116348620
	H440-1012	12	4562116348637
	H440-1014	14	4562116348644
	H440-1016	16	4562116348651
	H440-1018	18	4562116348668
	H440-1020	20	4562116348675
	H440-1022	22	4562116348682
	H440-1024	24	4562116348699
	H440-1026	26	4562116348705
	H440-1028	28	4562116348712
	H440-1030	30	4562116348729

販売名:HAIキャンセラススクリュー
医療機器承認番号:21800BZZ10079000

〈インプラント〉

医療機器分類	高度管理医療機器
成分	チタン合金 Ti-6Al-4V
使用上の注意	添付文書参照のこと
滅菌済み 再使用禁止	

販売元



株式会社 ホムズ技研 メディカル事業部

HOMS

東京支店	Tel: 03-3230-1112	Fax: 03-3230-1113
広島支店	Tel: 082-543-6180	Fax: 082-543-6171
仙台営業所	Tel: 022-716-0160	Fax: 022-716-0161
名古屋営業所	Tel: 052-218-4686	Fax: 052-218-4687
福岡営業所	Tel: 092-432-7270	Fax: 092-432-7271

製造販売元

株式会社 ホムズ技研

許可番号 20B1X00006