



# HAI Clawicle Plate



HAI鎖骨プレートは、鎖骨骨幹部骨折用に開発されたチタン合金製のカーブプレート3.5/4.0システムです。骨折型に応じシングルカーブ、ダブルカーブを選択できます。



【適応例】鎖骨骨幹部骨折

## 鎖骨プレート

幅 10mm  
厚さ 2.6mm

製品名	カタログNo.	穴数	全長(mm)	JANコード
鎖骨プレート シングル 左	H504-0633L	6穴(3-3穴)	71.7	4580118200739
	H504-0743L	7穴(4-3穴)	81.4	4580118200746
鎖骨プレート シングル 右	H505-0633R	6穴(3-3穴)	71.7	4580118200944
	H505-0743R	7穴(4-3穴)	81.4	4580118200951
鎖骨プレート ダブル 左	H506-8422L	8穴(4-2-2穴)	94.9	4580118201163
	H506-9432L	9穴(4-3-2穴)	107.4	4580118201255
鎖骨プレート ダブル 右	H507-8422R	8穴(4-2-2穴)	94.9	4580118201613
	H507-9432R	9穴(4-3-2穴)	107.4	4580118201705

販売名:HAI鎖骨プレートシステム  
医療機器承認番号:21800BZZ10082000

## 3.5コーティカルスクリュー

スレッド径 φ3.5  
ヘッド径 φ6.0  
スクリューピッチ 1.25mm  
六角サイズ 2.5mm



製品名	カタログNo.	全長(mm)	JANコード
3.5コーティカル スクリュー	H335-0010	10	4562116341416
	H335-0012	12	4562116341423
	H335-0014	14	4562116341430
	H335-0016	16	4562116341447
	H335-0018	18	4562116341454
	H335-0020	20	4562116341461
	H335-0022	22	4562116341478
	H335-0024	24	4562116341485
	H335-0026	26	4562116341492
	H335-0028	28	4562116341508
	H335-0030	30	4562116341515

※32~40mmオプション

販売名:HAIコーティカルスクリュー  
医療機器承認番号:21800BZZ10080000

## 4.0キャンセラスクリュー

スレッド径 φ4.0  
ヘッド径 φ6.0  
スクリューピッチ 1.75mm  
六角サイズ 2.5mm



製品名	カタログNo.	全長(mm)	JANコード
4.0キャンセラス スクリュー	H440-1010	10	4562116348620
	H440-1012	12	4562116348637
	H440-1014	14	4562116348644
	H440-1016	16	4562116348651
	H440-1018	18	4562116348668
	H440-1020	20	4562116348675
	H440-1022	22	4562116348682
	H440-1024	24	4562116348699
	H440-1026	26	4562116348705
	H440-1028	28	4562116348712
	H440-1030	30	4562116348729

販売名:HAIキャンセラスクリュー  
医療機器承認番号:21800BZZ10079000

### 〈インプラント〉

医療機器分類	高度管理医療機器
成分	チタン合金 Ti-6Al-4V
使用上の注意	添付文書参照のこと
<b>滅菌済み 再使用禁止</b>	

販売元



株式会社 ホムズ技研 メディカル事業部

HOMS

東京支店	Tel: 03-3230-1112	Fax: 03-3230-1113
広島支店	Tel: 082-543-6180	Fax: 082-543-6171
仙台営業所	Tel: 022-716-0160	Fax: 022-716-0161
名古屋営業所	Tel: 052-218-4686	Fax: 052-218-4687
大阪営業所	Tel: 06-6467-4172	Fax: 06-6467-4173
福岡営業所	Tel: 092-432-7270	Fax: 092-432-7271

製造販売元

株式会社 ホムズ技研

許可番号 20B1X00006