

HAI

Distal Fibula Locking Plate System



[適用例] 腓骨遠位部骨折

HAI腓骨遠位端ロッキングプレートは、腓骨遠位端の解剖学的形状に設計された遠位設置型のチタン合金製のアナトミカル骨端用プレートです。
遠位部は4.0ロッキングキャニュレйтеッドキャンセラスクリューの最大5本固定を可能とし、症例に応じた遠位部固定性の向上を図りました。

遠位部

4.0ロッキングキャニュレйтеッド
キャンセラスクリュー

骨幹部

3.5コーティカルスクリュー



遠位5穴仕様



遠位4穴仕様



Implant Line up

腓骨遠位端ロッキングプレート (遠位4穴)

幅17mm/10mm
高さ7.0mm/3.0mm
(厚さ1.6mm/1.5mm)



製品名	カタログNo.	規格	骨幹部数	全長(mm)	JANコード
腓骨遠位端 ロッキングプレート (左)	H512-0642L	6穴(4-2穴)	2穴	72	4580118203891
	H512-0743L	7穴(4-3穴)	3穴	85	4580118203907
	H512-0844L	8穴(4-4穴)	4穴	98	4580118203914
	H512-0945L	9穴(4-5穴)	5穴	111	4580118203921
	H512-1046L	10穴(4-6穴)	6穴	124	4580118203938 ※
	H512-1147L	11穴(4-7穴)	7穴	137	4580118203945 ※

製品名	カタログNo.	規格	骨幹部数	全長(mm)	JANコード
腓骨遠位端 ロッキングプレート (右)	H513-0642R	6穴(4-2穴)	2穴	72	4580118203952
	H513-0743R	7穴(4-3穴)	3穴	85	4580118203969
	H513-0844R	8穴(4-4穴)	4穴	98	4580118203976
	H513-0945R	9穴(4-5穴)	5穴	111	4580118203983
	H513-1046R	10穴(4-6穴)	6穴	124	4580118203990 ※
	H513-1147R	11穴(4-7穴)	7穴	137	4580118204003 ※

※オプション

販売名:HAIプレートシステム
医療機器承認番号:21800BZZ10129000

腓骨遠位端ロッキングプレート (遠位5穴)

幅17mm/10mm
高さ7.0mm/3.0mm
(厚さ1.6mm/1.5mm)



製品名	カタログNo.	規格	全長(mm)	JANコード
腓骨遠位端 ロッキングプレート (左)	H531-0502L	遠位5穴, 骨幹部2穴	72	4580118208117
	H531-0503L	遠位5穴, 骨幹部3穴	85	4580118208124
	H531-0504L	遠位5穴, 骨幹部4穴	98	4580118208131
	H531-0505L	遠位5穴, 骨幹部5穴	111	4580118208148
	H531-0506L	遠位5穴, 骨幹部6穴	124	4580118208155 ※
	H531-0507L	遠位5穴, 骨幹部7穴	137	4580118208162 ※
	H531-0508L	遠位5穴, 骨幹部8穴	150	4580118208179 ※
	H531-0509L	遠位5穴, 骨幹部9穴	163	4580118208186 ※

製品名	カタログNo.	規格	全長(mm)	JANコード
腓骨遠位端 ロッキングプレート (右)	H532-0502R	遠位5穴, 骨幹部2穴	72	4580118208247
	H532-0503R	遠位5穴, 骨幹部3穴	85	4580118208254
	H532-0504R	遠位5穴, 骨幹部4穴	98	4580118208261
	H532-0505R	遠位5穴, 骨幹部5穴	111	4580118208278
	H532-0506R	遠位5穴, 骨幹部6穴	124	4580118208285 ※
	H532-0507R	遠位5穴, 骨幹部7穴	137	4580118208292 ※
	H532-0508R	遠位5穴, 骨幹部8穴	150	4580118208308 ※
	H532-0509R	遠位5穴, 骨幹部9穴	163	4580118208315 ※

※オプション

販売名:HAIプレートシステム
医療機器承認番号:21800BZZ10129000

4.0ロッキングキャニュレйтеッド
キャンセラスクリュー

スレッド径 φ4.0 / 谷径 φ2.8 / ヘッド径 φ6.0
スクリューピッチ 1.6mm / 六角サイズ 2.5mm花形



製品名	カタログNo.	全長(mm)	JANコード
4.0ロッキング キャニュレйтеッド キャンセラス スクリュー	H240-1010	10	4580118204195
	H240-1012	12	4580118204201
	H240-1014	14	4580118204218
	H240-1016	16	4580118204225
	H240-1018	18	4580118204232
	H240-1020	20	4580118204249
	H240-1022	22	4580118204256
	H240-1024	24	4580118204263

販売名:HAIプレートシステム
医療機器承認番号:21800BZZ10129000

<インプラント>

医療機器分類	高度管理医療機器
成分	チタン合金 Ti-6Al-4V
使用上の注意	添付文書参照のこと
滅菌済み 再使用禁止	

3.5コーティカルスクリュー

スレッド径 φ3.5 / 谷径 φ2.5 / ヘッド径 φ6.0
スクリューピッチ 1.25mm / 六角サイズ 2.5mm



製品名	カタログNo.	全長(mm)	JANコード
3.5コーティカル スクリュー	H335-0010	10	4562116341416
	H335-0012	12	4562116341423
	H335-0014	14	4562116341430
	H335-0016	16	4562116341447
	H335-0018	18	4562116341454
	H335-0020	20	4562116341461
	H335-0022	22	4562116341478
	H335-0024	24	4562116341485
	H335-0026	26	4562116341492
	H335-0028	28	4562116341508
	H335-0030	30	4562116341515

※32~40mmオプション

販売名:HAIコーティカルスクリュー
医療機器承認番号:21800BZZ10080000

販売元

 株式会社 ホムズ技研 メディカル事業部

HOMS	東京支店	Tel: 03-3230-1112	Fax: 03-3230-1113
	広島支店	Tel: 082-543-6180	Fax: 082-543-6171
	仙台営業所	Tel: 022-716-0160	Fax: 022-716-0161
	名古屋営業所	Tel: 052-218-4686	Fax: 052-218-4687
	福岡営業所	Tel: 092-432-7270	Fax: 092-432-7271

製造販売元

株式会社 ホムズ技研

許可番号 20B1X00006