



HOMS ENGINEERING INC.

HAI


Distal Tibia Locking Plate System



株式会社 ホムズ技研

HAI 脛骨遠位端ロッキングプレートシステム

内果ロッキングプレートは、
脛骨遠位部の解剖学的形状に設計されたアナトミカルプレートです。
遠位部には4.0mmの中空ロッキングスクリューを採用し、
ガイドピンによる仮固定によって、遠位関節面へのプレート及び
スクリュー設置位置の評価を可能とさせているほか、
近位部には4.5mmのロッキングスクリューを採用し固定力の向上を図りました。



[適応例]
脛骨遠位端骨折

内果ロッキングプレート

遠位幅：20mm
近位幅：11mm
近位プレート高さ：3.7mm



製品名	カタログNo.	規格	全長(mm)	JANコード
内果 ロッキングプレート (左)	H540-0804L	骨幹部 4穴	112	4560434070292
	H540-0806L	骨幹部 6穴	137	4560434070308
	H540-0808L	骨幹部 8穴	162	4560434070315
	H540-0810L	骨幹部 10穴	187	4560434070322
	H540-0812L	骨幹部 12穴	212	4560434070339



製品名	カタログNo.	規格	全長(mm)	JANコード
内果 ロッキングプレート (右)	H541-0804R	骨幹部 4穴	112	4560434070346
	H541-0806R	骨幹部 6穴	137	4560434070353
	H541-0808R	骨幹部 8穴	162	4560434070360
	H541-0810R	骨幹部 10穴	187	4560434070377
	H541-0812R	骨幹部 12穴	212	4560434070384

4.0 ロッキングスクリュー (T)(中空)

スクリューピッチ 1.5mm / ヘクスロブ No.20
ガイドピン径：φ1.6



製品名	カタログNo.	全長(mm)	JANコード
4.0ロッキングスクリュー (T)(中空)	H240-2010	10	4560434070391
	H240-2012	12	4560434070407
	H240-2014	14	4560434070414
	H240-2016	16	4560434070421
	H240-2018	18	4560434070438
	H240-2020	20	4560434070445
	H240-2022	22	4560434070452
	H240-2024	24	4560434070469
	H240-2026	26	4560434070476
	H240-2028	28	4560434070483
	H240-2030	30	4560434070490
	H240-2032	32	4560434070506
	H240-2034	34	4560434070513
	H240-2036	36	4560434070520
	H240-2038	38	4560434070537
	H240-2040	40	4560434070544
	H240-2042	42	4560434070551
	H240-2044	44	4560434070568
	H240-2046	46	4560434070575
	H240-2048	48	4560434070582
H240-2050	50	4560434070599	
H240-2052	52	4560434070606	
H240-2054	54	4560434070612	
H240-2056	56	4560434070629	
H240-2058	58	4560434070636	
H240-2060	60	4560434070643	

4.5 ロッキングスクリュー (T)

スクリューピッチ 0.9mm (リード 1.8mm) / ヘクスロブ No.20



製品名	カタログNo.	全長(mm)	JANコード
4.5ロッキングスクリュー (T)	H345-1014	14	4560434070650
	H345-1016	16	4560434070667
	H345-1018	18	4560434070674
	H345-1020	20	4560434070681
	H345-1022	22	4560434070698
	H345-1024	24	4560434070704
	H345-1026	26	4560434070711
	H345-1028	28	4560434070728
	H345-1030	30	4560434070735
	H345-1032	32	4560434070742
	H345-1034	34	4560434070759
	H345-1036	36	4560434070766
	H345-1038	38	4560434070773
	H345-1040	40	4560434070780

3.5コーティカルスクリュー

全長 10mm~50mm / 六角サイズ 2.5mm

※3.5コーティカルスクリューの詳細については下記までお問い合わせください。

販売名:HAIコーティカルスクリュー
医療機器承認番号:21800BZZ10080000



販売名	HAI脛骨遠位端ロッキングプレートシステム
医療機器承認番号	22600BZX00400000
医療機器分類	高度管理医療機器
成分	チタン合金Ti-6Al-4V
使用上の注意	添付文書参照のこと
滅菌済み 再使用禁止	

販売元

 株式会社 ホムズ技研 営業部

HOMS

東京支店	Tel: 03-5989-0090	Fax: 03-5989-0091
広島支店	Tel: 082-543-6180	Fax: 082-543-6171
仙台営業所	Tel: 022-716-0160	Fax: 022-716-0161
名古屋営業所	Tel: 052-218-4686	Fax: 052-218-4687
大阪営業所	Tel: 06-6467-4172	Fax: 06-6467-4173
福岡営業所	Tel: 092-432-7270	Fax: 092-432-7271

製造販売元

株式会社 ホムズ技研

許可番号 20B1X00006