

HAI

上腕骨近位端 ロッキングプレートシステム

PROXIMAL HUMERAL LOCKING PLATE SYSTEM




後捻



ストレート

[適応例] 上腕骨近位部、骨幹端部及び骨幹部骨折

ストレート



後捻



上腕骨近位端ロッキングプレート

幅: 20mm/12mm
厚さ: 3mm/2.5mm(3・5穴)
3mm/3mm(6・7・8・10穴)

近位 9穴



カタログNo.	規格	全長(mm)	JANコード
H550-0903	骨幹部 3穴	90.0	4560434073699
H550-0905	骨幹部 5穴	115.0	4560434073712
H551-0906	骨幹部 6穴	127.5	4560434073729 ※
H551-0907	骨幹部 7穴	140.0	4560434073736 ※
H551-0908	骨幹部 8穴	152.5	4560434073743 ※
H551-0910	骨幹部 10穴	177.5	4560434073767 ※

※オプション

上腕骨近位端ロッキングプレート 左

幅: 23.1mm/12mm
厚さ: 3mm/2.5mm

近位 9穴



カタログNo.	規格	全長(mm)	JANコード
H552-0903L	左 骨幹部 3穴	90.2	4560434073828
H552-0905L	左 骨幹部 5穴	115.2	4560434073842

上腕骨近位端ロッキングプレート 右

幅: 23.1mm/12mm
厚さ: 3mm/2.5mm

近位 9穴



カタログNo.	規格	全長(mm)	JANコード
H553-0903R	右 骨幹部 3穴	90.2	4560434073958
H553-0905R	右 骨幹部 5穴	115.2	4560434073972

上腕用3.5 ロッキングスクリュー (T)

ヘクスロブNo.15



カタログNo.	全長(mm)	JANコード	カタログNo.	全長(mm)	JANコード
H335-5020	20	4560434074504	H335-5042	42	4560434074634
H335-5022	22	4560434074511	H335-5044	44	4560434074641
H335-5024	24	4560434074528	H335-5046	46	4560434074665
H335-5026	26	4560434074542	H335-5048	48	4560434074672
H335-5028	28	4560434074559	H335-5050	50	4560434074689
H335-5030	30	4560434074566	H335-5052	52	4560434074696
H335-5032	32	4560434074573	H335-5054	54	4560434074702
H335-5034	34	4560434074580	H335-5056	56	4560434074726
H335-5036	36	4560434074603	H335-5058	58	4560434074733 ※
H335-5038	38	4560434074610	H335-5060	60	4560434074740 ※
H335-5040	40	4560434074627			

※オプション

上腕用4.0 ロッキングスクリュー (T) (中空)

ヘクスロブNo.15 ガイドピン径: φ1.6



カタログNo.	全長(mm)	JANコード	カタログNo.	全長(mm)	JANコード
H240-3020	20	4560434074146	H240-3042	42	4560434074276
H240-3022	22	4560434074153	H240-3044	44	4560434074283
H240-3024	24	4560434074160	H240-3046	46	4560434074306
H240-3026	26	4560434074184	H240-3048	48	4560434074313
H240-3028	28	4560434074191	H240-3050	50	4560434074320
H240-3030	30	4560434074207	H240-3052	52	4560434074337
H240-3032	32	4560434074214	H240-3054	54	4560434074344
H240-3034	34	4560434074221	H240-3056	56	4560434074368
H240-3036	36	4560434074245	H240-3058	58	4560434074375 ※
H240-3038	38	4560434074252	H240-3060	60	4560434074382 ※
H240-3040	40	4560434074269			

※オプション

3.5コーティカルスクリュー

全長 20mm~40mm 六角サイズ/2.5mm

※3.5コーティカルスクリューの詳細については下記までお問い合わせください。

販売名: HAIコーティカルスクリュー
医療機器承認番号: 21800B Z Z10080000



販売名	HAI上腕骨近位端ロッキングプレートシステム
医療機器承認番号	22700BZX00279000
医療機器分類	高度管理医療機器
成分	チタン合金 Ti-6Al-4V
使用上の注意	添付文書参照のこと
滅菌済み 再使用禁止	

販売元

 株式会社 ホムズ技研 メディカル事業部

東京支店	Tel: 03-3230-1112	Fax: 03-3230-1113
広島支店	Tel: 082-543-6180	Fax: 082-543-6171
仙台営業所	Tel: 022-716-0160	Fax: 022-716-0161
名古屋営業所	Tel: 052-218-4686	Fax: 052-218-4687
大阪営業所	Tel: 06-6467-4172	Fax: 06-6467-4173
福岡営業所	Tel: 092-432-7270	Fax: 092-432-7271

製造販売元

株式会社 ホムズ技研

許可番号 20B1X00006