


HOMS 

HAI

大腿骨遠位端

ロックングプレートシステム

DISTAL FEMUR LOCKING PLATE SYSTEM




株式会社 ホムズ技研

HAI大腿骨遠位端ロッキングプレートシステムは、
大腿骨遠位部の解剖学的形状に設計された
アナトミカルロッキングプレートです。

大腿骨遠位部骨折における、HAI大腿骨遠位端
ロッキングプレートによる外側設置固定のほか、
HAI5.0リコンストラクションロッキングプレート
による内側設置固定を追加するダブルプレATINGも可能です。
また、人工関節等周囲骨折にはケーブル併用固定が行えます。

[適応例] 大腿骨遠位部、骨幹端部及び骨幹部骨折



大腿骨遠位端ロッキングプレート

遠位部幅: 31.9mm
骨幹部幅: 17.5mm
骨幹部厚さ: 5.7mm



カタログNo.	規格	全長(mm)	JANコード
H567-0805L	遠位部8穴・骨幹部 5穴	157.9	4560434097657
H567-0807L	遠位部8穴・骨幹部 7穴	194.2	4560434097671
H567-0809L	遠位部8穴・骨幹部 9穴	230.2	4560434097695
H567-0811L	遠位部8穴・骨幹部11穴	266.2	4560434097718
H567-0813L	遠位部8穴・骨幹部13穴	302.1	4560434097732

カタログNo.	規格	全長(mm)	JANコード
H568-0805R	遠位部8穴・骨幹部 5穴	157.9	4560434097763
H568-0807R	遠位部8穴・骨幹部 7穴	194.2	4560434097787
H568-0809R	遠位部8穴・骨幹部 9穴	230.2	4560434097800
H568-0811R	遠位部8穴・骨幹部11穴	266.2	4560434097824
H568-0813R	遠位部8穴・骨幹部13穴	302.1	4560434097848

5.0 ロッキングスクリュー (T)

ヘクスローブ: No.25



カタログNo.	全長(mm)	JANコード
H350-0200	20	4560434097893
H350-0220	22	4560434097909
H350-0240	24	4560434097916
H350-0260	26	4560434097923
H350-0280	28	4560434097930
H350-0300	30	4560434097947
H350-0320	32	4560434097954
H350-0340	34	4560434097961
H350-0360	36	4560434097978
H350-0380	38	4560434097985
H350-0400	40	4560434097992
H350-0420	42	4560434098005
H350-0440	44	4560434098012
H350-0460	46	4560434098029
H350-0480	48	4560434098036
H350-0500	50	4560434098043
H350-0550	55	4560434098067
H350-0600	60	4560434098081
H350-0650	65	4560434098104
H350-0700	70	4560434098128
H350-0750	75	4560434098142
H350-0800	80	4560434098166
H350-0850	85	4560434098180

4.5 コーティカルスクリュー (S)

ヘクスローブ: No.25



カタログNo.	全長(mm)	JANコード
H345-4200	20	4560434098265
H345-4220	22	4560434098272
H345-4240	24	4560434098289
H345-4260	26	4560434098296
H345-4280	28	4560434098302
H345-4300	30	4560434098319
H345-4320	32	4560434098326
H345-4340	34	4560434098333
H345-4360	36	4560434098340
H345-4380	38	4560434098357
H345-4400	40	4560434098364
H345-4420	42	4560434098371
H345-4440	44	4560434098388
H345-4460	46	4560434098395
H345-4480	48	4560434098401
H345-4500	50	4560434098418

5.0 リコンストラクションロッキングプレート

幅: 12mm
厚さ: 3.2mm



カタログNo.	規格	全長(mm)	JANコード
H536-0005	5穴(2-1-2穴)	92.0	4560434098999
H536-0006	6穴(2-2-2穴)	110.0	4560434099019
H536-0007	7穴(2-3-2穴)	128.0	4560434099033
H536-0008	8穴(3-2-3穴)	146.0	4560434099064
H536-0009	9穴(3-3-3穴)	164.0	4560434099095

販売名: HAIリコンストラクションロッキングプレートシステム
医療機器承認番号: 22500BZX00097000

販売名	HAI大腿骨遠位端ロッキングプレートシステム
医療機器承認番号	23000BZX000316000
医療機器分類	高度管理医療機器
成分	チタン合金 Ti-6Al-4V
使用上の注意	添付文書参照のこと
滅菌済み 再使用禁止	

6.0 キャンセラスクリュー

ヘクスローブ: No.25
スレッド: 16mm



カタログNo.	全長(mm)	JANコード
H460-0550	55	4560434098722
H460-0600	60	4560434098746
H460-0650	65	4560434098760
H460-0700	70	4560434098784
H460-0750	75	4560434098807
H460-0800	80	4560434098821
H460-0850	85	4560434098845

5.0 ロッキングスクリュー (平先)

ヘクスローブ: No.25



カタログNo.	全長(mm)	JANコード
H350-1010	10	4560434098906 ※
H350-1012	12	4560434098913 ※
H350-1014	14	4560434098920 ※
H350-1016	16	4560434098937 ※
H350-1018	18	4560434098944 ※

※オプション

5.0 ロッキングホール用アダプタ



カタログNo.	適応ケーブル	JANコード
H724-5018	φ1.8Ti	4560434098968 ※

※オプション

φ1.8 ケーブルTi・ピース (締結器入り)



カタログNo.	全長(mm)	JANコード
H715-1875A	750	4560434070049 ※

※オプション

販売名: CSPワイヤリングシステム(Ti)
医療機器承認番号: 22500BZX00063000

販売元



株式会社 ホムズ技研 営業部

HOMS	東京支店	Tel: 03-5989-0090	Fax: 03-5989-0091
	広島支店	Tel: 082-543-6180	Fax: 082-543-6171
	仙台営業所	Tel: 022-716-0160	Fax: 022-716-0161
	名古屋営業所	Tel: 052-218-4686	Fax: 052-218-4687
	大阪営業所	Tel: 06-6467-4172	Fax: 06-6467-4173
	福岡営業所	Tel: 092-432-7270	Fax: 092-432-7271

製造販売元

株式会社 ホムズ技研

許可番号 20B1X00006