


HAI Distal Fiboula Plate



HAIディスタルフィブラプレートは、腓骨遠位端の解剖学的形状にベンディング可能なロープロファイルのチタン合金製骨端用プレートです。
3.5コーティカルスクリュー／4.0キャンセラススクリューのほか、4.0キャニュレイテッドキャンセラススクリューも適用可能です。



ディスタルフィブラプレート

幅10mm
高さ2.5/3.0mm
(厚さ1.0/1.5mm)



製品名	カタログNo.	穴数	全長(mm)	JANコード
ディスタル フィブラプレート	H503-0532	5穴(3-2穴)	72	4580118202047
	H503-0633	6穴(3-3穴)	85	4580118202054
	H503-0734	7穴(3-4穴)	98	4580118202061
	H503-0835	8穴(3-5穴)	111	4580118202078
	H503-0936	9穴(3-6穴)	124	4580118202085
H503-1037	10穴(3-7穴)	137	4580118202092	

販売名:HAIプレート3.5/4.0システム
医療機器承認番号:21800BZZ10132A01

〔適応例〕 腓骨遠位部骨折
橈骨／尺骨近位部骨折
上腕骨遠位部骨折

3.5コーティカルスクリュー

スレッド径 φ3.5
ヘッド径 φ6.0
スクリューピッチ 1.25mm
六角サイズ 2.5mm



製品名	カタログNo.	全長(mm)	JANコード
3.5コーティカル スクリュー	H335-0010	10	4562116341416
	H335-0012	12	4562116341423
	H335-0014	14	4562116341430
	H335-0016	16	4562116341447
	H335-0018	18	4562116341454
	H335-0020	20	4562116341461
	H335-0022	22	4562116341478
	H335-0024	24	4562116341485
	H335-0026	26	4562116341492
	H335-0028	28	4562116341508
	H335-0030	30	4562116341515

※32～40mmオプション

販売名:HAIコーティカルスクリュー
医療機器承認番号:21800BZZ10080000

4.0キャンセラススクリュー

スレッド径 φ4.0
ヘッド径 φ6.0
スクリューピッチ 1.75mm
六角サイズ 2.5mm



製品名	カタログNo.	全長(mm)	JANコード
4.0キャンセラス スクリュー	H440-1010	10	4562116348620
	H440-1012	12	4562116348637
	H440-1014	14	4562116348644
	H440-1016	16	4562116348651
	H440-1018	18	4562116348668
	H440-1020	20	4562116348675
	H440-1022	22	4562116348682
	H440-1024	24	4562116348699
	H440-1026	26	4562116348705
	H440-1028	28	4562116348712
	H440-1030	30	4562116348729

販売名:HAIキャンセラススクリュー
医療機器承認番号:21800BZZ10079000

4.0キャニュレイテッドキャンセラススクリュー

スレッド径 φ4.0 / 軸径 φ2.8
ヘッド径 φ6.0
スクリューピッチ 1.75
六角サイズ 花形 2.5
ガイドピン径 φ1.3



製品名	カタログNo.	首下長(mm)	スレッド	JANコード
4.0キャニュレイテッド キャンセラススクリュー	H240-0026	26	9	4562116341898
	H240-0028	28	9	4562116341904
	H240-0030	30	10	4562116341911
	H240-0032	32	11	4562116341928
	H240-0034	34	11	4562116341935
	H240-0036	36	12	4562116341942
	H240-0038	38	12	4562116341959
	H240-0040	40	13	4562116341966
	H240-0042	42	14	4562116341973
	H240-0044	44	14	4562116341980
	H240-0046	46	15	4562116341997
	H240-0048	48	15	4562116342000
	H240-0050	50	16	4562116342017
	H240-0055	55	18	4562116342024
	H240-0060	60	20	4562116342031
	H240-0065	65	21	4580118208599
	H240-0070	70	23	4580118208605

ワッシャー

外径 φ10.0



製品名	カタログNo.	規格	JANコード
ワッシャー	H250-5010	外径φ10(4.0CCS用)	4580118200678

販売名:HAIキャニュレイテッドキャンセラススクリュー
医療機器承認番号:21800BZZ10128000

医療機器分類	高度管理医療機器
成分	チタン合金 Ti-6Al-4V
使用上の注意	添付文書参照のこと
滅菌済み 再使用禁止	

販売元



株式会社 ホムズ技研 メディカル事業部

東京支店	Tel: 03-3230-1112	Fax: 03-3230-1113
広島支店	Tel: 082-543-6180	Fax: 082-543-6171
札幌営業所	Tel: 011-211-1711	Fax: 011-211-1712
仙台営業所	Tel: 022-716-0160	Fax: 022-716-0161
名古屋営業所	Tel: 052-218-4686	Fax: 052-218-4687
福岡営業所	Tel: 092-432-7270	Fax: 092-432-7271

製造販売元

株式会社 ホムズ技研

許可番号 20B1X00006