



HOMS ENGINEERING INC.

# HAI

## Distal Fibula Locking Plate System



株式会社 ホムズ技研

**[適応例] 腓骨遠位部骨折**

HAI腓骨遠位端ロッキングプレートは、腓骨遠位端の解剖学的形状に設計された遠位設置型のチタン合金製のアナトミカル骨端用プレートです。  
遠位部は4.0ロッキングキャニュレイトッドキャンセラスクリューの最大5本固定を可能とし、症例に応じた遠位部固定性の向上を図りました。

**遠位部**

4.0ロッキングキャニュレイトッド  
キャンセラスクリュー

**骨幹部**

3.5コーティカルスクリュー



**Implant Line up**

**腓骨遠位端ロッキングプレート (遠位4穴)**

幅17mm/10mm  
高さ7.0mm/3.0mm  
(厚さ1.6mm/1.5mm)



| 製品名                       | カタログNo.    | 規格        | 関節穴 | 全長(mm) | JANコード          |
|---------------------------|------------|-----------|-----|--------|-----------------|
| 腓骨遠位端<br>ロッキングプレート<br>(左) | H512-0642L | 6穴(4-2穴)  | 2穴  | 72     | 4580118203891   |
|                           | H512-0743L | 7穴(4-3穴)  | 3穴  | 85     | 4580118203907   |
|                           | H512-0844L | 8穴(4-4穴)  | 4穴  | 98     | 4580118203914   |
|                           | H512-0945L | 9穴(4-5穴)  | 5穴  | 111    | 4580118203921   |
|                           | H512-1046L | 10穴(4-6穴) | 6穴  | 124    | 4580118203938 ※ |
|                           | H512-1147L | 11穴(4-7穴) | 7穴  | 137    | 4580118203945 ※ |

| 製品名                       | カタログNo.    | 規格        | 関節穴 | 全長(mm) | JANコード          |
|---------------------------|------------|-----------|-----|--------|-----------------|
| 腓骨遠位端<br>ロッキングプレート<br>(右) | H513-0642R | 6穴(4-2穴)  | 2穴  | 72     | 4580118203952   |
|                           | H513-0743R | 7穴(4-3穴)  | 3穴  | 85     | 4580118203969   |
|                           | H513-0844R | 8穴(4-4穴)  | 4穴  | 98     | 4580118203976   |
|                           | H513-0945R | 9穴(4-5穴)  | 5穴  | 111    | 4580118203983   |
|                           | H513-1046R | 10穴(4-6穴) | 6穴  | 124    | 4580118203990 ※ |
|                           | H513-1147R | 11穴(4-7穴) | 7穴  | 137    | 4580118204003 ※ |

※オプション 販売名:HAIプレートシステム  
医療機器承認番号:21800BZZ10129000

**腓骨遠位端ロッキングプレート (遠位5穴)**

幅17mm/10mm  
高さ7.0mm/3.0mm  
(厚さ1.6mm/1.5mm)



| 製品名                       | カタログNo.    | 規格          | 全長(mm) | JANコード          |
|---------------------------|------------|-------------|--------|-----------------|
| 腓骨遠位端<br>ロッキングプレート<br>(左) | H531-0502L | 遠位5穴, 骨幹部2穴 | 72     | 4580118208117   |
|                           | H531-0503L | 遠位5穴, 骨幹部3穴 | 85     | 4580118208124   |
|                           | H531-0504L | 遠位5穴, 骨幹部4穴 | 98     | 4580118208131   |
|                           | H531-0505L | 遠位5穴, 骨幹部5穴 | 111    | 4580118208148   |
|                           | H531-0506L | 遠位5穴, 骨幹部6穴 | 124    | 4580118208155 ※ |
|                           | H531-0507L | 遠位5穴, 骨幹部7穴 | 137    | 4580118208162 ※ |
|                           | H531-0508L | 遠位5穴, 骨幹部8穴 | 150    | 4580118208179 ※ |
|                           | H531-0509L | 遠位5穴, 骨幹部9穴 | 163    | 4580118208186 ※ |

| 製品名                       | カタログNo.    | 規格          | 全長(mm) | JANコード          |
|---------------------------|------------|-------------|--------|-----------------|
| 腓骨遠位端<br>ロッキングプレート<br>(右) | H532-0502R | 遠位5穴, 骨幹部2穴 | 72     | 4580118208247   |
|                           | H532-0503R | 遠位5穴, 骨幹部3穴 | 85     | 4580118208254   |
|                           | H532-0504R | 遠位5穴, 骨幹部4穴 | 98     | 4580118208261   |
|                           | H532-0505R | 遠位5穴, 骨幹部5穴 | 111    | 4580118208278   |
|                           | H532-0506R | 遠位5穴, 骨幹部6穴 | 124    | 4580118208285 ※ |
|                           | H532-0507R | 遠位5穴, 骨幹部7穴 | 137    | 4580118208292 ※ |
|                           | H532-0508R | 遠位5穴, 骨幹部8穴 | 150    | 4580118208308 ※ |
|                           | H532-0509R | 遠位5穴, 骨幹部9穴 | 163    | 4580118208315 ※ |

※オプション 販売名:HAIプレートシステム  
医療機器承認番号:21800BZZ10129000

**4.0ロッキングキャニュレイトッド  
キャンセラスクリュー**

スレッド径 φ4.0 / 谷径 φ2.8 / ヘッド径 φ6.0  
スクリューピッチ 1.6mm / 六角サイズ 2.5mm花形



| 製品名                                      | カタログNo.   | 全長(mm) | JANコード        |
|--|-----------|--------|---------------|
| 4.0ロッキング<br>キャニュレイトッド<br>キャンセラス<br>スクリュー | H240-1010 | 10     | 4580118204195 |
|  | H240-1012 | 12     | 4580118204201 |
|  | H240-1014 | 14     | 4580118204218 |
|  | H240-1016 | 16     | 4580118204225 |
|  | H240-1018 | 18     | 4580118204232 |
|  | H240-1020 | 20     | 4580118204249 |
|  | H240-1022 | 22     | 4580118204256 |
|  | H240-1024 | 24     | 4580118204263 |

販売名:HAIプレートシステム  
医療機器承認番号:21800BZZ10129000

<インプラント>

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 医療機器分類            | 高度管理医療機器        |
| 成分                | チタン合金 Ti-6Al-4V |
| 使用上の注意            | 添付文書参照のこと       |
| <b>滅菌済み 再使用禁止</b> |                 |

**3.5コーティカルスクリュー**

スレッド径 φ3.5 / 谷径 φ2.5 / ヘッド径 φ6.0  
スクリューピッチ 1.25mm / 六角サイズ 2.5mm



| 製品名                | カタログNo.   | 全長(mm) | JANコード        |
|--------------------|-----------|--------|---------------|
| 3.5コーティカル<br>スクリュー | H335-0010 | 10     | 4562116341416 |
|                    | H335-0012 | 12     | 4562116341423 |
|                    | H335-0014 | 14     | 4562116341430 |
|                    | H335-0016 | 16     | 4562116341447 |
|                    | H335-0018 | 18     | 4562116341454 |
|                    | H335-0020 | 20     | 4562116341461 |
|                    | H335-0022 | 22     | 4562116341478 |
|                    | H335-0024 | 24     | 4562116341485 |
|                    | H335-0026 | 26     | 4562116341492 |
|                    | H335-0028 | 28     | 4562116341508 |
|                    | H335-0030 | 30     | 4562116341515 |

※32~40mmオプション

販売名:HAIコーティカルスクリュー  
医療機器承認番号:21800BZZ10080000

販売元

 株式会社 ホムズ技研 メディカル事業部

|      |        |                   |                   |
|------|--------|-------------------|-------------------|
| HOMS | 東京支店   | Tel: 03-3230-1112 | Fax: 03-3230-1113 |
|      | 広島支店   | Tel: 082-543-6180 | Fax: 082-543-6171 |
|      | 仙台営業所  | Tel: 022-716-0160 | Fax: 022-716-0161 |
|      | 名古屋営業所 | Tel: 052-218-4686 | Fax: 052-218-4687 |
|      | 福岡営業所  | Tel: 092-432-7270 | Fax: 092-432-7271 |

製造販売元

株式会社 ホムズ技研

許可番号 20B1X00006