

HAI

腓骨遠位端 **後外側** ロッキングプレートシステム

POSTEROLATERAL DISTAL FIBULA LOCKING PLATE SYSTEM



後外側ロッキングプレートは、腓骨遠位後外側設置を目的に専用設計されたロープロファイルのアナトミカルプレートです。
後方に転位した遠位骨片を骨端部のスプーン形状で押さえ込むことによりバットレス固定し、遠位7本のロッキングスクリューで整復維持安定を図りました。



[適応例] 腓骨遠位部骨折

腓骨遠位端後外側ロッキングプレート

幅：14mm/9mm
高さ：2.5mm
(厚さ：1.2mm/1.6mm)

製品名	カタログNo.	規格	全長(mm)	JANコード
腓骨遠位端後外側 ロッキングプレート (左)	H542-0703L	遠位7穴, 骨幹部3穴	68.5	4560434073422
	H542-0704L	遠位7穴, 骨幹部4穴	81.5	4560434073439
	H542-0705L	遠位7穴, 骨幹部5穴	94.5	4560434073446
	H542-0706L	遠位7穴, 骨幹部6穴	107.5	4560434073453
	H542-0708L	遠位7穴, 骨幹部8穴	133.5	4560434073477

製品名	カタログNo.	規格	全長(mm)	JANコード
腓骨遠位端後外側 ロッキングプレート (右)	H543-0703R	遠位7穴, 骨幹部3穴	68.5	4560434073491
	H543-0704R	遠位7穴, 骨幹部4穴	81.5	4560434073507
	H543-0705R	遠位7穴, 骨幹部5穴	94.5	4560434073514
	H543-0706R	遠位7穴, 骨幹部6穴	107.5	4560434073521
	H543-0708R	遠位7穴, 骨幹部8穴	133.5	4560434073545

3.0 ロッキングスクリュー (T) (中空)

スクリューピッチ 1.2mm / ヘクスローブ No.15
ガイドピン径：φ1.3

製品名	カタログNo.	全長(mm)	JANコード
3.0ロッキングスクリュー (T)(中空)	H230-1010	10	4560434073583
	H230-1012	12	4560434073590
	H230-1014	14	4560434073606
	H230-1016	16	4560434073613
	H230-1018	18	4560434073620
	H230-1020	20	4560434073637
	H230-1022	22	4560434073644
	H230-1024	24	4560434073651

3.5 ロッキングスクリュー

スクリューピッチ 1.2mm / ヘクスローブ No.15

製品名	カタログNo.	全長(mm)	JANコード
3.5ロッキングスクリュー	H335-4010	10	4580118207745
	H335-4012	12	4580118207752
	H335-4014	14	4580118207769
	H335-4016	16	4580118207776
	H335-4018	18	4580118207783
	H335-4020	20	4580118207790
	H335-4022	22	4580118207806
	H335-4024	24	4580118207813
	H335-4026	26	4580118207820
	H335-4028	28	4580118207837
	H335-4030	30	4580118207844

販売名：HAI鎖骨ロッキングプレートシステム
医療機器承認番号：22200BZX00686000

販売名	HAI 腓骨遠位端ロッキングプレートシステム
医療機器承認番号	22700BZX00283000
医療機器分類	高度管理医療機器
成分	チタン合金 Ti-6Al-4V
使用上の注意	添付文書参照のこと
滅菌済み 再使用禁止	

3.5コーティカルスクリュー

全長 10mm～30mm 六角サイズ / 2.5mm

※3.5コーティカルスクリューの詳細については下記までお問い合わせください。

販売名：HAIコーティカルスクリュー
医療機器承認番号：21800BZZ10080000

販売元

HOMS 株式会社 ホムズ技研 メディカル事業部

東京支店	Tel: 03-3230-1112	Fax: 03-3230-1113
広島支店	Tel: 082-543-6180	Fax: 082-543-6171
仙台営業所	Tel: 022-716-0160	Fax: 022-716-0161
名古屋営業所	Tel: 052-218-4686	Fax: 052-218-4687
大阪営業所	Tel: 06-6467-4172	Fax: 06-6467-4173
福岡営業所	Tel: 092-432-7270	Fax: 092-432-7271

製造販売元

株式会社 ホムズ技研

許可番号 20B1X00006