

# SB FIX 7.0





# SB FIX 7.0

〔適応例〕 大腿骨頸部骨折、大腿骨頭すべり症

SBフィックス7.0は、アウター外径のサイズアップにより、インナー幅を増大させ（面積比率63%up）、フック形状の最適化設計により、骨頭把持力と回旋抵抗力の向上を実現し、術後の整復維持安定性を図りました。



## 骨頭把持力UP



## Implant Line up

### SBフィックス 7.0

外径 φ7.0

フック突出前




フック突出状態



最大  
13mm



## 回旋抵抗力UP



※フック1本あたりのテストブロック材(ASTM F1839 Grade5相当)に対する社内実験データ (HM-PA1503-15-003/005, HM-PE-16-011/013)

製品名	カタログNo.	規格	JANコード
SBフィックス 7.0	H802-0065	65mm	4560434074856
	H802-0070	70mm	4560434074863
	H802-0075	75mm	4560434074870
	H802-0080	80mm	4560434074887
	H802-0085	85mm	4560434074894
	H802-0090	90mm	4560434074900
	H802-0095	95mm	4560434074917
	H802-0100	100mm	4560434074924
	H802-0105	105mm	4560434074931
	H802-0110	110mm	4560434074948
H802-0115	115mm	4560434074955	

販売名	SBフィックス
医療機器承認番号	22200BZX00632000
医療機器分類	高度管理医療機器
成分	チタン合金 Ti-6Al-4V
使用上の注意	添付文書参照のこと
<b>滅菌済み 再使用禁止</b>	

販売元



株式会社 ホムズ技研 営業部

HOMS

東京支店	Tel: 03-5989-0090	Fax: 03-5989-0091
広島支店	Tel: 082-543-6180	Fax: 082-543-6171
仙台営業所	Tel: 022-716-0160	Fax: 022-716-0161
名古屋営業所	Tel: 052-218-4686	Fax: 052-218-4687
大阪営業所	Tel: 06-6467-4172	Fax: 06-6467-4173
福岡営業所	Tel: 092-432-7270	Fax: 092-432-7271

製造販売元

株式会社 ホムズ技研

許可番号 20B1X00006